



MATERIALE IN ESAME: FECI – Rumeno

MATERIAL EXAMEN: FECAL (SCAUN)

COPROCULTURA (Salmonela, Sighella, Escherichia etc.)

- Diagnosticarea altor patogeni (Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Vibrio) trebuie specificata de catre medicul curant
- Recoltati o cantitate de fecale pe un servetel de hartie sau intr-un recipient curat
- Transferati intr-un recipient steril o mica cantitate de fecale utilizand paleta atasata de capacul recipientului (trebuie sa fie plina paleta nu tot recipientul)
- Predarea mostrei de fecale se depune in laborator pana la ora 9.30. Puteti pastra mostra de fecala la 2-8 grade Celsius maxim 12 ore pana la predarea in laborator

ANALIZA ROTAVIRUS /ADENOVIRUS

- Pentru modalitatea de recoltare vedeti Coprocultura
- Predarea mostrei de fecale se depune in laborator pana la ora 9.30. Se pastreaza la 2-8 grade Celsius pentru maxim 72 de ore si se preda imediat centrului de recoltare.

ANALIZA PARAZITI Recoltare:

- Pentru modalitatea de recoltare vedeti Coprocultura
- Nu contaminati mostra cu urina sau sange menstrual
- Mostra trebuie pastrata la 2-8 grade Celsius pentru maxim 24 ore si se preda centrului de recoltare pana la ora 9.30

N.B. Va sfatuim sa efectuati analiza pentru Paraziti pe trei mostre recoltate in trei zile diferite si predandu-le pentru analizare in trei zile diferite.

ANALIZA HELYCOBACTER PILORI IN MATERII FECAL

Pregatirea pacientului:

- Suspendarea sau intreruperea orcarui tratament cu medicamente gastroprotectoare (inhibitori de pompa protonica, preparate pe baza de bismut) cu doua saptamani inaintea recoltarii
- Suspendarea tratamentelor cu antibiotice cu trei saptamani inainte de recoltare

Recoltarea materialului fecal :

- Pentru modalitatea de recoltare vedeti Coprocultura
- Mostra trebuie pastrata la 2-8 grade Celsius pentru maxim 24 ore si se preda centrului de recoltare pana la ora 9.30

SCOTCH TEST (ciuperci microscopice si viermi intestinali)

- Benzile adezive si lamelele se procura din laboratorul de analize
- La trezire, inainte de spalarea zonei, lipiti o banda adeziva TRANSPARENȚA (nu mai lata de 1-2 cm, nu mai lunga de 3 cm) peste orificiul anal
- Dezlipiti banda si aplicat-o pe lamela in asa fel incat sa nu depaseasca bucata de lamela
- Predati testul la laborator pana la ora 9.30

N:B In cazul cererii examenului pe trei mostre **se pot pastra si depune toate in aceeasi zi**



"Ospedale Sant'Anna di Como"
Presidio di San Fermo della Battaglia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

**Presidio Ospedaliero Sant'Anna
San Fermo della Battaglia (CO)**

Direttore f.f. : dr. Michelarcangelo Partenope

Tel 031.585.9093

Segreteria 031 585.9094

segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it

michele.partenope@asst-lariana.it

EXAMEN FECAL PENTRU SANGE OCULT

Recoltare material

- Pentru modalitatea de recoltare vedeti Coprocultura
- Nu contaminati mostra cu urina si sange menstrual
- Mostra trebuie pastrat la 2-8 grade Celsius pentru maxim 24 ore si se preda centrului de recoltare pana la ora 9.30

Daca recipientul este procurat de la laboratorul medical recoltati mostra astfel: Recoltati materialul fecal pe un servetel de hartie sau intr-un recipient curat

Nu contaminati mostra cu urina sau sange menstrual

- Desurubati capacelul cu betigas al flaconului (dopul verde)
- Introduceti betigasul in fecale recoltand materialul necesar care sa acopere varful betigasului
- Introduceti in recipient
- Insurubati si agitati flaconul
- Puteti pastra mostra la 2-8 grade Celsius pana la 7 zile si sa le livrati laboratorului de analize pana la ora 9.30

N.B. Recomandam sa efectuati proba de sange ocult pe trei mostre, recoltate in zile diferite, daca sunt recoltati in recipiente cu capac verde se pot pastra in frigider si livrati in aceeasi zi, altfel trebuie sa livrati in ziua recoltarii

ANALIZA C. Dificila

- Analiza este indicata doar in cazul fecalelor diareice, nu aduceti fecale solide
- Pentru modalitatea de recoltare vedeti coprocultura
- Campionul trebuie pastrat la 2-8 grade Celsius pentru maxim 24 ore si se preda centrului de recoltare pana la ora 9.30

ANALIZA ELASTAZA PANCREATICA

- Pentru modalitatea de recoltare vedeti copro cultura
- Mostra trebuie pastrata la 2-8 grade Celsius pentru maxim 72 ore si se preda centrului de recoltare pana la ora 9.30

Ultimo aggiornamento: settembre 2020