

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Lariana	UOC patologia Clinica – Laboratorio Analisi	IO.056.08.23 All.2
	MODULO ELENCO ALLERGENI RICOMBINANTI	Rev. n° 3 Del 30-01-2020

RICHIESTA DOSAGGIO ALLERGENI RICOMBINANTI

Cognome Nome
Data di nascita
Indirizzo/reparto

COMPONENTI POLLINICI DI GRAMINACEE	
<input type="radio"/> L7762	g205 rPhl p1
<input type="radio"/> L7764	g215 rPhl p56
<input type="radio"/> L7802	g212 rPhl p12 Profilina

COMPONENTI POLLINICI DI ERBACEE	
<input type="radio"/> L7776	w211 rPar j2
<input type="radio"/> L7834	w231 nArt v1
<input type="radio"/> L7836	w230 nAmb a1

COMPONENTI POLLINICI DI ALBERI	
<input type="radio"/> L7768	t215 eBet v1 PR-10
<input type="radio"/> L7772	t220 rBet v4 Ca binding protein
<input type="radio"/> L7774	t224 nOle e1
<input type="radio"/> L7832	t226 nCup a1

MUFFE	
<input type="radio"/> L7838	m229 rAlt a1

COMPONENTI DEL LATTICE	
<input type="radio"/> L7844	k215 rHev b1
<input type="radio"/> L7842	k217 rHev b3
<input type="radio"/> L7778	k218 rHev b5
<input type="radio"/> L7782	k220 rHev b6.02
<input type="radio"/> L7808	k221 rHev b8
<input type="radio"/> L7840	k224 rHev b11

COMPONENTI DI ORIGINE ANIMALE	
<input type="radio"/> L7784	e94 rFel d1 gatto
<input type="radio"/> L7878	e228 rFel d4 gatto
<input type="radio"/> L7786	e101 rCan f1 cane
<input type="radio"/> L7876	e226 rCan f5 cane

COMPONENTI ALLERGENICI DI ALIMENTI ANIMALI	
<input type="radio"/> L7826	k208 nGal d4 uovo Lisozima
<input type="radio"/> L7775	e204 nBos d6 Bos spp. Albumina bovina
<input type="radio"/> L7812	f426 rGad c1 merluzzo Parvalbumina
<input type="radio"/> L7760	f351 rPen a1 gamberetto Tropomyosina
<input type="radio"/> L7886	o215 αgal galattosio – α 1.3 galattosio

VELENI	
O L7798	i208 rApi m1 Fosfolipasi A2
O L7806	i2019 rVes v5 Antigene 5
O L7804	i210 rPol d5 Antigene 5
O L7830	i211 rVes v1 Fosfolipasi
O L7884	i214 rApi m2 Ialuronidasi
O L7874	i217 rApi m10 Icarapina
O L7750	i215 rApi m3 Fosfatasi acida
O L7755	i216 eApi m5 Dipeptidil-peptidasi

STORAGE PROTEINS	
O L7850	f422 rAra h1 arachide
O L7818	f423 rAra h2 arachide
O L7816	f424 rAra h3 arachide
O L7822	f354 rBer e1 noce brasiliana
O L7856	f431 nGly m5 soia
O L7854	f432 nGly m6 soia
O L7870	f440 nCor a9 nocciola
O L7868	f439 rCor a14 nocciola
O L7880	f441 rJug r1 noce
O L7765	f443 rAna o3 anacardio

LTP LIPID TRANSFER PROTEINS	
O L7792	f420 rPru p3 pesca
O L7814	f427 rAra h9 arachide
O L7820	f425 rCor a8 nocciola
O L7866	f433 rTri a14 grano
O L7882	f442 rJug r3 noce

PR 10 OMOLOGHE	
O L7810	f353 rGly m4 soia
O L7790	f419 rPru p1 pesca
O L7848	f352 rAra h8 arachide

ACARI	
O L7862	d202 nDer p1
O L7860	d203 rDer p2
O L7858	d205 rDer p10 tropomiosina
O L7888	d209 rDer p23

ALTRI	
O L7788	f416 rTri a19 farina Omega-5 Gliadina
O L7794	f421 rPru p4 pesca Profilina
O L7828	O214 MUXF3 CCD

N.B. Per il medesimo test non saranno eseguiti in contemporanea dosaggi con allergeni estrattivi e ricombinanti ad eccezione della diagnostica veleni e allergia alimentare.

N° TOTALE RICOMBINANTI RICHIESTI

Data

Specialista Allergologo

MODALITA' PRESCRITTIVE PER ESAMI DI ALLERGOLOGIA

PRIAMO	SISS	COD REG	DESCRIZIONE	RICHIEDIBILE SOLO DALLO SPECIALISTA	NOTE PER PRESCRITTORE
L7010	009068B	90.68.B	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. INALANTI E ALIMENTI (SERIE 12)	NO	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L7021	009068B.01	90.68.B	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. INALANTI (SERIE 12)	NO	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L7019	0090688	90.68.8	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: PANNELLO INALANTI (SERIE 8)	NO	Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Una prestazione prevede fino a 8 allergeni e non meno di 4. Se si richiedono più di 8 allergeni si deve mettere quantità 2 (per 16 allergeni) o quella necessaria
L7022	009068B.02	90.68.B	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. ALIMENTI (SERIE 12)	NO	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L7018	0090687	90.68.7	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: PANNELLO ALIMENTI (SERIE 8)	NO	Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Una prestazione prevede fino a 8 allergeni e non meno di 4. Se si richiedono più di 8 allergeni si deve mettere quantità 2 (per 16 allergeni) o quella necessaria
L7023	009068C	90.68.C	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. FARMACI E VELENI (SERIE 12)	SI	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L7024	009068C.01	90.68.C	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. VELENI (SERIE 12)	SI	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L7025	009068C.02	90.68.C	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. FARMACI (SERIE 12)	SI	Fino a 12 allergeni. Richiedibile al massimo fino a 2 (quindi in totale fino a 24 allergeni) Per numeri maggiori fare una nuova impegnativa). Sono inclusi anche eventuali ricombinanti. Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
L4173	90.68.1	0090681.00	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: DOSAGGIO QUANT. (PER SINGOLO ALLERGENE)	SI	Per singolo allergene come test di approfondimento. L'esame deve avere quantità corrispondente al numero degli allergeni (con massimo di 8 per impegnativa) Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo
L7020	009068A	90.68.A	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: RICOMBINANTI MOLECOLARI (PER SINGOLO ALLERGENE)	SI	Per singolo allergene ricombinante come test di approfondimento. L'esame deve avere quantità corrispondente al numero degli allergeni (con massimo di 8 per impegnativa)
L7047 (7048 bambini)	90.68.2	0090682	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIAL. QUALITATIVO. PER PROFILO ALL.	NO	Per l'inquadramento delle allergie reaginiche (rinocongiuntivite allergica, asma allergico, dermatite atopica, orticaria, allergia alimentare) da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.